



## Entrée facilitée directement de la position assise (par ex. chaise roulante)



Fixation des pieds



Fixation des genoux



Se lever ensemble



Fixation du bassin et du thorax

**sportho gmbh**  
swiss made · bellwald

### Siège

Dorf 523  
CH-3997 Bellwald  
info@sportho.ch  
[www.sportho.ch](http://www.sportho.ch)

### Bureau

Spalenring 135  
CH-4055 Basel  
fon +41 (61) 461 71 70  
fax +41 (61) 461 71 69

# Thomy-Walker

Libre de marcher tout seul



**sportho gmbh**  
swiss made · bellwald



# Thomy-Walker

## Une aide à la marche dynamique pour enfants et adultes avec différents handicaps

Donnez la possibilité à votre enfant d'être debout, de s'intégrer et de se déplacer.

Le Thomy-Walker permet à votre enfant de supporter sa charge complète.

En collaboration avec des parents, des physios et des médecins, nous avons modifié le Thomy-Walker et pouvons ainsi offrir des solutions plus personnalisées à nos patients.

Notre personnel qualifié vous conseille et vous encadre afin de vous offrir le meilleur service.

Le Thomy-Walker est un produit suisse, de sa conception à sa fabrication. De ce fait, nous pouvons l'adapter en tout temps aux besoins de nos patients.

**Donnez à votre enfant la liberté d'explorer son entourage.**

## Thomy-Walker grandeur 1



Hauteur totale du walker 45-105 cm  
 Largeur totale du walker 53-73 cm  
 Longueur totale du walker 73-98 cm  
 Poids du walker de 12,3 kg  
 Poids maximal de l'utilisateur jusqu'à 40 kg  
 Grandeur de l'utilisateur 70 à 140 cm



## Thomy-Walker grandeur 2



Hauteur totale du walker 105-140 cm  
 Largeur totale du walker 65-84 cm  
 Longueur totale du walker 93-110 cm  
 Poids du walker de 18,8 kg  
 Poids maximal de l'utilisateur jusqu'à 80 kg  
 Grandeur de l'utilisateur 140 à 180 cm



## Accessoires (exemples)



Barre d'aide pour guider



Tiges pour aide à la marche



Guide pour les pieds



Guidon avec fixation